

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dab1 토끼 다클론 항체 - O75553

품목 번호: CM0016299

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 거친 토끼 다클론 DAB1 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며, 신경 세포 이동 및 뇌 발달 연구에 이상적인 릴린(reelin) 신호 전달 어댑터를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAB1 토끼 pAb
비고/별칭	SCA37; DAB1
종	인간
유전자 ID (인간)	1600
유전자 ID	1600
면역원	인간 DAB1(NP_066566.3)의 아미노산 1-185에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	O75553
단백질 무게	64kDa
배송	아이스팩