


## Anti-Dab2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Fc, Elisa - P98082

품목 번호: CM0028682



### 소개

인간 disabled homolog 2 (DAB2/DOC2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, WB, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 엔도사이토시스, 신호전달, 암 연구를 위한 핵심 시약입니다. 인간 DAB2에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | DAB2 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭       | DOC2; DOC-2; DAB2                                      |
| 종           | 인간                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 1601                                                   |
| 유전자 ID      | 1601                                                   |
| 면역원         | 인간 DAB2 (NP_001334.2)의 아미노산 340-580 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천          | 토끼                                                     |
| 카테고리        | 폴리클론 항체                                                |
| 적용 분야       | WB, FC, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 인간                                                     |
| SWISS       | P98082                                                 |
| 단백질 분자량     | 82kDa                                                  |
| 배송          | 아이스백                                                   |