

Anti-Dach1 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Ui36

품목 번호: CM0024781



소개

인간 DACH1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플과 반응합니다. 79 kDa 단백질을 검출하며, 이는 장기형성과 TGF-beta 신호전달에 관여하는 전사인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DACH1 Rabbit pAb
비고/별칭	DACH; DACH1
종	인간
유전자 ID (인간)	1602
유전자 ID	1602
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UI36
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백