

Wb 및 Elisa용 Anti-Dact3 토끼 다클로날 항체 - Q96B18

품목 번호: CM0030035

소개

CamelBio의 DACT3 토끼 다클로날 항체는 인간 DACT3의 N-말단(aa1-160)을 표적으로 하며, 마우스 및 쥐 DACT3를 인식합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, Wnt 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DACT3 Rabbit pAb
비고/별칭	RRR1; DAPPER3; DACT3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	147906
GeneID	147906
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96B18
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백