

Anti-Dad1 Rabbit Polyclonal Antibody (Wb, Elisa) - P61803

품목 번호: CM0018496



소개

DAD1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 DAD1을 검출하며, 이는 N-글리코실화에 중요한 OST 복합체의 서브유닛입니다. ER 스트레스 및 세포자멸사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	OST2; DAD1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1603
GeneID	1603
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 DAD1 (NP_001335.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P61803
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)