

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dag1 폴리클로날 항체 - Q14118

품목 번호: CM0024029



소개

인간 DAG1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트의 디스트로글리칸을 검출합니다. 세포 접착, 근육디스트로피 및 바이러스 침입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAG1 Rabbit pAb
비고/별칭	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1605
GeneID	1605
면역원(Immunogen)	인간 DAG1 (NP_004384.4)의 아미노산 654-749에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14118
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)