

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Dag1 다클론 항체 - Q14118

품목 번호: CM0016072



소개

인간 DAG1(디스트로글리칸 1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 디스트로글리칸 복합 신호 전달, 세포외 기질 및 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAG1 토끼 pAb
비고/별칭	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
종	인간
유전자 ID	1605
면역원	인간 DAG1 (NP_001171108.1)의 아미노산 776-895에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14118
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백