

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Dao 단일클론 항체 - P14920

품목 번호: CM0005933



소개

인간 D-아미노산 산화효소(DAO)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. D-아미노산 대사 및 신경학적 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAO Rabbit mAb
비고/별칭	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
종	인간
GeneID (인간)	1610
GeneID	1610
면역원	인간 DAO (NP_001908.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14920
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백