

Wb, If, Elisa용 항Dao 토끼 다클론 항체 - P14920

품목 번호: CM0025822



소개

인간 D-아미노산 산화효소(DAO)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF, ELISA 응용 분야에 대해 검증되었습니다. 대사, 신경과학 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAO 토끼 pAb
비고/별칭	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
종	인간
유전자 ID (인간)	1610
면역원	인간 DAO(NP_001908.3)의 아미노산 1-347에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14920
단백질 분자량	39kDa
배송 방식	아이스 팩