

Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P53355

품목 번호: CM0002464



소개

DAP Kinase 1 (DAPK1)의 잔기 250-350를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 적합하며, 사람과 마우스와 교차 반응함. 세포자멸사, 오토파지, 세포 생존 신호 전달 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit mAb
비고/별칭	DAPK, ROCO3, DAP Kinase 1 (DAPK1)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	1612
면역원	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P53355
단백질 분자량	160kDa
배송	아이스 백(Ice bag)