

Anti-Dap Kinase 1 (Dapk1) 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa) - P53355

품목 번호: CM0027435



소개

사람 DAP Kinase 1 (DAPK1)을 타겟으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 세포자멸 및 오토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit pAb
비고/별칭	DAPK; ROCO3; DAP Kinase 1 (DAPK1)
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1612
유전자 ID	1612
면역원(Immunogen)	사람 DAP Kinase 1 (DAPK1) (NP_004929.2)의 아미노산 1141-1430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P53355
단백질 분자량	160kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)