

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Dapk3 토끼 다클론 항체 - O43293

품목 번호: CM0013285



소개

DAPK3(ZIPK/DLK)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포사멸, 오토파지 및 액틴 동역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAPK3 토끼 pAb
비고/별칭	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
종	인간
GeneID(인간)	1613
GeneID	1613
면역원	합성 펩타이드 - 인간 DAPK3(NP_001339.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O43293
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스팩