

## Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Dapp1 다클론 항체 - Q9Un19

품목 번호: CM0013035



### 소개

사람 DAPP1(BAM32)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. B세포 수용체 신호 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | DAPP1 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭      | BAM32; DAPP1                                                       |
| 종          | 사람                                                                 |
| GeneID(사람) | 27071                                                              |
| GeneID     | 27071                                                              |
| 면역원        | 합성 펩타이드: 사람 DAPP1(NP_055210.2)의 아미노산 100-273번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다. |
| 생산 숙주      | 토끼                                                                 |
| 분류         | 다클론 항체                                                             |
| 적용 분야      | WB, IF/ICC, ELISA                                                  |
| 교차 반응성     | 사람, 마우스, 랫드                                                        |
| SWISS      | Q9UN19                                                             |
| 단백질 분자량    | 32kDa                                                              |
| 배송         | 아이스백                                                               |