

Wb, If/Icc, If-F, Elisa용 Anti-Darpp32 단클론 항체 - Q9Ud71

품목 번호: CM0007325

소개

WB, IF/ICC, IF-F 및 ELISA용으로 검증된 토끼 단클론 anti-DARPP32 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트의 DARPP32를 검출하며, 도파민 신호 전달 및 PP1 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DARPP32 Rabbit mAb
비고/별칭	DARPP32; DARPP-32
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	84152
유전자 ID	84152
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-F, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UD71
단백질 분자량	23 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)