

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Darpp32 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ud71

품목 번호: CM0008237



소개

인간 DARPP32 (PPP1R1B, DARPP-32)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 도파민/cAMP 조절 단백질 인산가수분해효소 1 억제 및 신경 신호 전달 경로 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DARPP32 Rabbit mAb
비고/별칭	DARPP32; DARPP-32
종	인간
GeneID (인간)	84152
GeneID	84152
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9UD71
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백