

Anti-Dars Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

품목 번호: CM0029330



소개

인간 DARS(아스파르테이트-tRNA 리가아제)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 수준을 검출합니다. 단백질 번역, 아미노산 대사, 신경학적 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DARS Rabbit pAb
비고/별칭	DARS; HBSL; aspRS
종	인간
유전자 ID (인간)	1615
유전자 ID	1615
면역원	인간 DARS (NP_001340.2)의 아미노산 222-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14868
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백