

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dars2 다클론 항체 - Q6Pi48

품목 번호: CM0030223



소개

미토콘드리아 아스파틸-tRNA 합성효소를 표적으로 하는 DARS2 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료의 웨스턴 블롯, IHC-P, ELISA에 적합하며 미토콘드리아 번역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DARS2 토끼 pAb
비고/별칭	LBSL; ASPRS; mtAspRS; MT-ASPRS; DARS2
종	인간
GeneID (인간)	55157
GeneID	55157
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q6PI48
단백질 분자량	74kDa
배송 방법	아이스 팩