

Wb, Elisa용 항-Daxx 토끼 단클론 항체 - Q9Uer7

품목 번호: CM0003119



소개

WB 및 ELISA에서 인간 시료에 대해 검증된 항-Daxx 토끼 단클론 항체입니다. 세포사멸 및 염색질 리모델링에 관여하는 전사 공억제자이자 히스톤 샤페론인 사망 도메인 연관 단백질 6을 표적으로 합니다. SWISS: Q9UER7.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Daxx 토끼 mAb
비고/별칭	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
종	인간
유전자ID (인간)	1616
유전자ID	1616
면역원	합성 펩타이드 (인간 Daxx (Q9UER7)의 아미노산 200-300 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UER7
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스 팩