

## Wb 및 Elisa용 항-Daxx 토끼 다클론 항체 - Q9Uer7

품목 번호: CM0023141



### 소개

이 Daxx 토끼 다클론 항체는 사망 도메인 연관 단백질 6인 인간 및 생쥐 Daxx를 검출합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 전사 조절, 세포자멸사, 염색질 리모델링 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | Daxx 토끼 pAb                                                       |
| 비고/별칭      | DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx                                   |
| 종          | 인간                                                                |
| 유전자ID (인간) | 1616                                                              |
| 유전자ID      | 1616                                                              |
| 면역원        | 인간 Daxx (NP_001135441.1)의 아미노산 175-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 기원         | 토끼                                                                |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                            |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성     | 인간, 생쥐                                                            |
| SWISS      | Q9UER7                                                            |
| 단백질 분자량    | 81kDa                                                             |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                             |