


웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), Elisa용 Anti-Dazap1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q96Ep5

품목 번호: CM0003127



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 검증된 DAZAP1 Rabbit monoclonal antibody입니다. 인간, 마우스, 랫트 DAZAP1을 인식합니다. 생식 생물학 및 정자형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAZAP1 Rabbit mAb
종	인간
유전자 ID (인간)	26528
면역원	인간 DAZAP1 (Q96EP5)의 아미노산 265-407을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q96EP5
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백