

Wb, Elisa용 Anti-Dazl Rabbit Polyclonal Antibody - Q92904

품목 번호: CM0012982

소개

인간 DAZL에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. DAZL은 생식세포 형성에 필수적인 RNA 결합 단백질로, 이 항체는 생식 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAZL Rabbit pAb
비고/별칭	DAZH; DAZLI; DAZLA; SPGYLA; DAZL
종	인간
GeneID (인간)	1618
GeneID	1618
면역원	인간 DAZL (NP_001342.2)의 아미노산 186-295에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92904
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백