


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dbh 폴리클로널 항체 - P09172

품목 번호: CM0018626



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA용으로 검증된 토끼 항-DBH 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 도파민 베타-하이드록실라제와 반응합니다. 신경전달물질 생합성 연구에 이상적입니다. 아이스백에 담아 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBH Rabbit pAb
비고/별칭	DBM, ORTHYP1, DBH
종(Species)	Human
GeneID (인간)	1621
GeneID	1621
항원(Immunogen)	인간 DBH (NP_000778.3)의 아미노산 388-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P09172
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백