


Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dbh 토끼 단일클론 항체 - P09172

품목 번호: CM0010758



소개

인간 DBH에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 신경전달물질 생합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBH 토끼 mAb
비고/별칭	DBM; ORTHYP1
종	인간
유전자 ID (인간)	1621
유전자 ID	1621
면역원	인간 DBH의 아미노산 388-617에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000778.3)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P09172
단백질 분자량	69 kDa
배송	아이스팩