


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Dbi 폴리클론 항체 - P07108

품목 번호: CM0016664



소개

WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 고품질 인간 DBI (ACBD1, EP) 대항 토끼 폴리클론 항체. 마우스 및 쥐와 교차 반응. 대사 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBI Rabbit pAb
비고/별칭	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
종	인간
GeneID (인간)	1622
GeneID	1622
면역원	인간 DBI (NP_001171513.1)의 아미노산 1-104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P07108
단백질 분자량	10-12 kDa
배송	아이스백