


## Wb 및 Elisa용 항-Dbi 토끼 단클론 항체 - P07108

품목 번호: CM0005272



### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 인간 DBI (ACBP) 토끼 단클론 항체입니다. 10-12 kDa 밴드를 검출하며 아실-CoA 대사 및 GABAA 수용체 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | DBI 토끼 단클론 항체                                                  |
| 비고/별칭   | EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI                                   |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자ID   | 1622                                                           |
| 면역원     | 인간 DBI의 아미노산 1-104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_001171513.1) |
| 기원      | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                      |
| 교차 반응성  | 인간                                                             |
| SWISS   | P07108                                                         |
| 단백질 분자량 | 10-12 kDa                                                      |
| 배송      | 아이스 팩                                                          |