


Wb, Ip, Elisa용 항-Dbi 토끼 다클론 항체 - P07108

품목 번호: CM0026543



소개

인체 Diazepam-binding inhibitor (DBI/ACBP)에 대한 고친화성 토끼 다클론 항체로, WB, IP 및 ELISA 검증 완료; 10-12 kDa 밴드 검출; 인간 DBI와 교차 반응; 지질 대사, 신경 펩타이드 신호 전달 및 세포 내 아실-CoA 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBI 토끼 pAb
비고/별칭	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
종	인간
GeneID (인간)	1622
GeneID	1622
면역원	인간 DBI의 아미노산 1-104에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001171513.1).
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P07108
단백질 무게	10-12 kDa
배송	아이스팩