


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Dbi 토끼 Polymab® - P07108 / P31786

품목 번호: CM0012619



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-DBI 토끼 재조합 단일클론 항체(PolymAb®). 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 대사 및 신경학 분야의 아실-CoA 결합 단백질/디아제팜 결합 억제제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] DBI 토끼 PolymAb®
비고/별칭	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; 엔도제핀
종	인간/마우스
GeneID (인간)	1622
GeneID	1622/13167
면역원	재조합 단백질
생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P07108/P31786
단백질 분자량	10-12 kDa
배송	아이스팩