


Wb, Elisa용 항-Dbnl 다클론 항체 - Q9Uju6

품목 번호: CM0016138



소개

인간 DBNL(HIP-55, SH3P7)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차 반응합니다. DBNL은 액틴 세포골격 재구성, 내포작용 및 T 세포 활성화 기능을 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DBNL 토끼 pAb
비고/별칭	ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL
종	인간
유전자ID (인간)	28988
유전자ID	28988
면역원	인간 DBNL (NP_001014436.1)의 아미노산 131-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UJU6
단백질 크기	48kDa
배송	아이스백