

Wb 및 Elisa용 Anti-Dbp Rabbit Polyclonal Antibody - Q10586

품목 번호: CM0017264

소개

Western blot 및 ELISA 애플리케이션을 위한 인간 DBP(D site-binding protein)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. 일주기 리듬 조절에 관여하는 34 kDa 핵 전사 인자를 검출합니다. 연구용으로 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DBP Rabbit pAb
비고/별칭	DABP; taxREB302; DBP
종	Human
Gene ID (Human)	1628
Gene ID	1628
면역원	인간 DBP (NP_001343.2)의 아미노산 1-325에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human
SWISS	Q10586
단백질 분자량	34kDa
배송	Ice bag