


Wb, Ihc-P, Ip용 항-Dbt 토끼 단클론 항체 - P11182

품목 번호: CM0007620



소개

DBT(분지쇄 알파-케토산 탈수소효소 복합체 E2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 미토콘드리아 연구 및 MSUD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	[KD 검증 완료] DBT 토끼 mAb
비고/별칭	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD 검증 완료] DBT
종	사람
유전자 ID (사람)	1629
유전자 ID	1629
면역원	DBT (NP_001909.4)의 아미노산 62-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P11182
단백질 분자량	53 kDa
배송 방식	아이스백