


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dbt Rabbit Polyclonal Antibody - P11182

품목 번호: CM0022384



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 Rabbit anti-DBT pAb.
인간, 마우스, 랫트와 교차반응. BCKDH E2 성분을
표적; 가지분기 아미노산 분해 및 MSUD 연구에 유용.
P11182.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	DBT Rabbit pAb
비고/별칭	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
종	인간
유전자 ID	1629
면역원	인간 DBT (NP_001909.3)의 아미노산 11-247에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P11182
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백