

Wb, If/Icc, Fc, Elisa용 항Dc-Signr/Cd299 토끼 단일클론 항체 - Q9H2X3

품목 번호: CM0006285



소개

인간 DC-SIGNR/CD299(CLEC4M, L-SIGN)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC, FC, ELISA에서 검증되었습니다. ~24-45 kDa 크기의 밴드를 검출합니다. 바이러스 침투에 관여하는 병원체 인식 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DC-SIGNR/CD299 토끼 mAb
비고/별칭	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
종	인간
유전자 ID (인간)	10332
유전자 ID	10332
면역원	인간 DC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3)의 아미노산 71-399번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H2X3
단백질 분자량	24-45KDa
배송 방식	아이스백