

Wb 및 Elisa용 항-Dcaf12 다클론 항체 - Q5T6F0

품목 번호: CM0019974



소개

인간 DCAF12(DDB1 및 CUL4 관련 인자 12)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 랫드 DCAF12를 인식하며, 유비퀴틴화 및 자가포식 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCAF12 토끼 pAb
비고/별칭	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
종	인간
GeneID(인간)	25853
GeneID	25853
면역원	재조합 단백질 인간 DCAF12(NP_056212.1)의 아미노산 1~85에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q5T6F0
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩