


Anti-Dcaf13 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Nv06

품목 번호: CM0013503



소개

인간 DCAF13에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐, 랫드와 교차 반응함. 재조합 면역원 (아미노산 298-597). 리보솜 생합성, 유비퀴틴화, 발생 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCAF13 Rabbit pAb
비고/별칭	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
종	인간
GeneID (인간)	25879
GeneID	25879
면역원	인간 DCAF13 (NP_056235.4)의 아미노산 298-597에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q9NV06
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백