

Anti-Dcaf17 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5H9S7

품목 번호: CM0022974

소개

DCAF17(C2orf37, C20orf37)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, CUL4-DDB1 E3 유비퀴틴 리가아제의 기질 수용체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간 및 쥐와 반응합니다. 유비퀴틴화 및 질병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCAF17 Rabbit pAb
비고/별칭	C2orf37; C20orf37; DCAF17
종	인간
유전자 ID (인간)	80067
면역원	재조합 단백질: 인간 DCAF17 (NP_079276.2)의 아미노산 235-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	Q5H9S7
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백