

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dcaf7 폴리클론항체 - P61962

품목 번호: CM0028889

소개

인간 DCAF7(DDB1- 및 CUL4-관련 인자 7)을 표적하는 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 발생생물학 및 유비퀴틴 리가아제 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCAF7 토끼 pAb
비고/별칭	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
종	인간
GeneID (인간)	10238
GeneID	10238
면역원	인간 DCAF7 아미노산 1-342를 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_005819.3)
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61962
단백질 무게	39kDa
배송	아이스백