

与其他 Dcaf7 토끼 다클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P61962

품목 번호: CM0017790

소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 사용할 수 있는 DCAF7(WDR68라고도 함)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에서 검증되었습니다. 39kDa 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수                     | 사양                                                           |
| 제품명                      | DCAF7 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭                    | AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7                            |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                    |
| GeneID (사람)              | 10238                                                        |
| GeneID                   | 10238                                                        |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 DCAF7 (NP_005819.3)의 아미노산 1-342에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                   |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IF/ICC, ELISA                                            |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse)                                        |
| SWISS                    | P61962                                                       |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 39kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                               |