


Wb, If-P, Elisa용 항Dcamkl1/Dclk1 다클론 항체 - O15075

품목 번호: CM0029405



소개

DCAMKL1/DCLK1(아미노산 590-740)에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF-P 및 ELISA로 검증되었습니다. 신경 세포 이동 및 키나아제 신호 전달 경로 연구에만 연구용으로 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCAMKL1/DCLK1 토끼 pAb
비고/별칭	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
종	인간
유전자ID (인간)	9201
유전자ID	9201
면역원	DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1)의 아미노산 590-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O15075
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백