


Wb, Elisa용 Anti-Dcamkl1/Dclk1 토끼 단일클론 항체 - O15075

품목 번호: CM0011902



소개

인간 DCAMKL1/DCLK1(세린/트레오닌 단백질 키나제)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에 대한 교차 반응성을 보입니다. 신경세포 이동 및 뇌 발달에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCAMKL1/DCLK1 토끼 mAb
비고/별칭	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
종	인간
GeneID	9201 (인간)
면역원	인간 DCAMKL1/DCLK1(O15075)의 아미노산 600~700에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O15075
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스팩