

Anti-Dcdc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Uhg0

품목 번호: CM0019674



소개

DCDC2 Rabbit pAb는 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다.

신경과학 및 세포 생물학 연구에서 Wnt 신호 전달, 신경 세포 이동, 섬모 형성 연구를 위해 설계되었습니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DCDC2 Rabbit pAb
비고/별칭	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
종	인간
유전자 ID	51473
면역원	인간 DCDC2 (NP_001182539)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHG0
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백