


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Dck 토끼 단클론 항체 - P27707

품목 번호: CM0007635



소개

인간 DCK(디옥시시티딘 키나제)에 대한 정확한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 뉴클레오시드 유사체 인산화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증완료] DCK 토끼 mAb
비고/별칭	DCK; [KD 검증완료] DCK
종	인간
유전자ID (인간)	1633
면역원	인간 DCK(NP_000779.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27707
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스백