


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Dck Rabbit Polyclonal Antibody - P27707

품목 번호: CM0023671



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 인간 deoxycytidine kinase (DCK)를 표적하는 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었으며, 암 및 항바이러스 약물 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DCK Rabbit pAb                                             |
| 비고/별칭       | DCK                                                        |
| 종           | 인간                                                         |
| GeneID (인간) | 1633                                                       |
| GeneID      | 1633                                                       |
| 면역원         | 인간 DCK (NP_000779.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                         |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                   |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                   |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                |
| SWISS       | P27707                                                     |
| 단백질 분자량     | 31kDa                                                      |
| 배송          | 아이스백                                                       |