


Wb, Elisa용 Anti-Dclre1C 토끼 다클로날 항체 - Q96Sd1

품목 번호: CM0026487



소개

WB 및 ELISA용 인간 DCLRE1C (Artemis)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. DNA 복구, V(D)J 재조합 및 면역 결핍증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCLRE1C Rabbit pAb
비고/별칭	SCIDA, SNMIC, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
종	인간(Human)
유전자 ID	64421
면역원	인간 DCLRE1C (NP_001029027.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q96SD1
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백