

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Dcn(데코린) 토끼 다클론 항체 - P07585

품목 번호: CM0018111

소개

인간 DCN/데코린(P07585)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포외 기질 및 섬유형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCN 토끼 pAb
비고/별칭	CSCD; PG40; PGII; PGS2; DSPG2; SLRR1B; DCN
종	인간
유전자 ID (인간)	1634
유전자 ID	1634
면역원	인간 DCN (NP_001911.1)의 아미노산 31-359번 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07585
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스팩