


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Dcp1A 토끼 단클론 항체 - Q9Npi6

품목 번호: CM0011237



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 고품질 항-DCP1A 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응하며, mRNA 디캡핑 및 넌센스 매개 mRNA 분해 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCP1A 토끼 mAb
비고/별칭	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
종	인간
유전자 ID (인간)	55802
면역원	인간 DCP1A (Q9NPI6)의 아미노산 483-582 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NPI6
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스 팩