


항-Dcp1A 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Npi6

품목 번호: CM0029338



소개

인간 DCP1A(SMIF)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. mRNA 분해 및 TGF-베타 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCP1A 토끼 pAb
비고/별칭	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
종	인간
GeneID (인간)	55802
GeneID	55802
면역원	인간 DCP1A (NP_060873.4)의 아미노산 303-582 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9NPI6
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩