

Anti-Dcp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Iu60

품목 번호: CM0029779



소개

DCP2 (NUDT20)를 타겟으로 하는 토끼 다클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. DCP2는 mRNA 분해 및 넌센스 매개 분해(nonsense-mediated decay)에 관여하는 mRNA 디캡핑 효소입니다. 전사 후 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DCP2 Rabbit pAb
비고/별칭	NUDT20; DCP2
종(Species)	Human
유전자 ID	167227
면역원(Immunogen)	인간 DCP2 (NP_001229306.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
어플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IU60
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)