

Wb, Elisa용 항-Dcps 다클론 항체 - Q96C86

품목 번호: CM0013629



소개

인간 DCPS(m7GpppX 디포스파타아제)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 약 39 kDa 밴드를 검출합니다. mRNA 분해 및 스플라이싱 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DCPS 토끼 다클론 항체
비고/별칭	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
종	인간
유전자 ID	28960
면역원	인간 DCPS(NP_054745.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96C86
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩