

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Dcr1/Cd263 토끼 단일클론 항체 - O14798

품목 번호: CM0007522

소개

인간 DcR1/CD263 (TRAIL-R3, TNFRSF10C)에 대한
고특이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및
ELISA에서 검증되었습니다. 이 디코이 수용체는 TRAIL
결합을 경쟁하여 세포사멸을 억제합니다. 인간, 27kDa에
반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DcR1/CD263 토끼 mAb
비고/별칭	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
종	인간
GeneID (인간)	8794
GeneID	8794
면역원	인간 DcR1 / CD263 (NP_003832.2)의 아미노산 150-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14798
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백