

Wb, Ihc-P, Fc, Elisa용 항Dcr1/Cd263 토끼 단클론 항체 - O14798

품목 번호: CM0005773

소개

WB, IHC-P, FC, ELISA 응용 분야에 사용할 수 있는 인간 DcR1/CD263 (TNFRSF10C, TRAIL-R3)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 세포자멸사 및 TRAIL 신호 연구에 이상적입니다. IVD 개발을 위한 신뢰할 수 있는 원자재입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DcR1/CD263 토끼 mAb
비고/별칭	TNFRSF10C; CD263; DCR1; DCR1-TNFR; LIT; TRAIL-R3; TRAILR3; TRID; TNF 수용체 슈퍼패밀리 구성원 10c; DcR1/CD263
종	인간
GeneID (인간)	8794
GeneID	8794
면역원	재조합 단백질 인간 DcR1/CD263 (NP_003832.3)의 아미노산 26-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14798
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백